

medibase

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Denominación	TOALLITAS MEDIBASE NIAOULI (100)
Referencia	3160746
Product photo	
Descripción del producto	Toallitas impregnadas con un producto de limpieza y desinfección para superficies, materiales, equipos y mobiliario que no están destinados al contacto directo con alimentos o piensos
Características y composición	<p>Producto destinado a la limpieza y desinfección rápida de:</p> <p>Superficies duras no porosas en el sector sanitario y entornos comunitarios (manillas de puertas, encimeras, mobiliario, instalaciones sanitarias, etc.)</p> <p>Superficies duras no porosas de dispositivos médicos no críticos, como parte del control de riesgos microbiológicos relacionados con el entorno (camas médicas, herramientas de monitorización, conectores y cables, etc.)</p> <p>Composition :</p> <p>La solución de impregnación incluye desinfectantes</p> <p>Didecyldimethylammonium chloride (n°CAS: 7173-51-5): 0.29% (m/m); < 5% non-ionic surfactants. Perfume.</p> <p>Spectre d'action : 5 min 20°C :</p> <p>Bactericida (EN 16615*, EN 13727*, EN 13697*, EN 1276*); Levuricida (EN 16615*, EN 13624*, EN 13697*, EN 1650*); Actividad virucida limitada (EN 16615*, EN 14476*, EN 16777*).</p> <p>*3g/L bovine albumin + 3mL/L sheep erythrocytes **3g/L bovine albumin</p>
Presentación	Bolsa de 100 toallitas

Duración de conservación	24 meses
Almacenamiento	Almacenar al abrigo de las heladas y no superar los 40°C
Indicaciones de uso	<p>Modo de empleo:</p> <p>Usar 4 toallitas por m² de superficie a limpiar y desinfectar; asegurarse de mojar completamente la superficie. Dejar actuar durante 5 minutos. No enjuagar. Renovar la aplicación siempre que sea necesario. Cerrar bien el envase después de cada uso para evitar que las toallitas se sequen. Se recomienda probar el producto en una pequeña zona para verificar su compatibilidad con la superficie a tratar. Lista de materiales compatibles disponible bajo solicitud. Producto no incompatible con materiales PC-ABS.</p> <p>Precauciones de uso:</p> <p>Lavarse bien las manos después del uso. Evitar el vertido al medio ambiente. Eliminar el envase y las toallitas en los puntos de recogida de residuos apropiados, conforme a la normativa local vigente. En caso de incidente, contactar con el centro de toxicología más cercano.</p>
Información legal	Biocida TP2

Versión 1.0 – 19/12/2024