

Total Etch deja marca



Total Etch

Contraste intenso, fácil manejo-
el gel de grabado para una fuerte adhesión



Total Etch se aplica primero sobre el esmalte. El color del gel proporciona un fuerte contraste con el diente. Como el gel no se desliza, es fácil aplicarlo exactamente en la zona del esmalte donde se necesita sin que se disperse a otras áreas.



Después de un pequeño intervalo se aplicará Total Etch también en la dentina



Después de que haya sido grabado, se enjuaga y se seca, ahora el esmalte tendrá una apariencia de color a tiza blanca, que propicia a que se pueda revisar los efectos del grabador.

Viscosidad consistente

La viscosidad de los geles de grabado puede verse afectada cuando se presionan a través de la boquilla de apretado de la punta dispensadora. Los productos convencionales con frecuencia se dispensan rápido y dificultan una aplicación segura. Los geles fluyen en la cavidad sin control. Gracias a la composición especial de rellenos, Total Etch tiene un espesor ideal y, sobre todo, consistente que permite aplicarse de manera rápida y efectiva.

Distintivo color azul

El color azul ofrece un fuerte contraste con el diente, lo que permite que sea aplicado con seguridad. Los residuos son fácilmente reconocibles después del enjuagado, por lo tanto, se minimiza el riesgo de un sobregrabado.

Las ventajas de la jeringa

- El apoyo octogonal para los dedos facilita la aplicación y previene que la jeringa salga rodando.
- Punta angulosa de metal para una aplicación exacta.
- Émbolo especial para evitar desperdiciar material

Suministro económico

La práctica jeringa Jumbo, la cual se usa para jeringas de recambio, ofrece una solución muy rentable para mantener una cantidad adecuada de gel en el stock. Gracias al sistema de cierre Luer Lock, la punta puede ser colocada de forma segura asegurando una conexión fija a la jeringa Jumbo.

Formato de suministro

Jumbo Assortment Total Etch

1 x 30 g / 2 x 2g
Accesorios



Refill Total Etch

2 x 2g
Accesorios



Puntas Total Etch

20 puntas

