



## AGUJA DENTAL TERUMO

### Descripción:

Aguja dental estéril para un solo uso. Diseñada especialmente para la administración de anestesia dental.  
Para jeringuilla de tipo cartucho.  
Estéril y apirógeno si el envase no ha sido abierto ni deteriorado.

### Empaquetado:

Envase unitario: 100 unidades  
Cartón de embalaje: 2.000 unidades

### Esterilización:

Óxido de etileno

### Caducidad:

5 años

### Precauciones:

No doblar la aguja antes de ser usada, ya que esto podría causar su ruptura y posiblemente lesiones en el paciente.  
No utilizar si el envase unitario o el producto están manchados o dañados.  
Utilizar inmediatamente después de abrir el envase unitario.  
Usar una vez y destruir  
El uso compartido constituye riesgo de infección.  
No almacenar a temperaturas extremas ni en lugares húmedos. Evitar la luz solar directa.

### Componentes:

Componentes	Materiales
Cono	Polietileno + master batch
Cánula	Acero inoxidable
Cubierta protectora	Polipropileno (+5% polietileno)
Estuche rígido	Polipropileno
Adhesivo	Pegamento epóxico
Lubricante	silicona





## REFERENCIAS

Código Producto Rosca Imperial	Código Producto Rosca Métrica	Código Color	Diámetro		Longitud aguja	
					Aguja	cartucho
	DN*2508F	ROJO	25G	0.5 mm	8 mm	10,7mm
	DN*2535F	ROJO	25G	0.5 mm	35 mm	10,7mm
	DN*2708F	AMARILLO	27G	0.4 mm	8mm	10,7mm
	DN*2716F	AMARILLO	27G	0.4 mm	16 mm	10,7mm
DN*2721		AMARILLO	27G	0.4 mm	21 mm	10,7mm
	DN*2721F	AMARILLO	27G	0.4 mm	21 mm	10,7mm
	DN*2721B	AMARILLO	27G	0.4 mm	21 mm	13,2mm
DN*2722		AMARILLO	27G	0.4 mm	22 mm	10,7mm
DN*2730		AMARILLO	27G	0.4 mm	30 mm	10,7mm
DN*2735		AMARILLO	27G	0.4 mm	35 mm	10,7mm
	DN*2735B	AMARILLO	27G	0.4 mm	35 mm	13,2mm
DN*2741		AMARILLO	27G	0.4 mm	41 mm	10,7mm
	DN*3013F	VERDE	30G	0.3 mm	13 mm	10,7mm
	DN*3013B	VERDE	30G	0.3 mm	13 mm	13,2mm
DN*3016		VERDE	30G	0.3 mm	16 mm	10,7mm
	DN*3016F	VERDE	30G	0.3 mm	16 mm	10,7mm
	DN*3016B	VERDE	30G	0.3 mm	16 mm	13,2mm
DN*3019		VERDE	30G	0.3 mm	19 mm	10,7mm
DN*3021		VERDE	30G	0.3 mm	21 mm	10,7mm
	DN*3021F	VERDE	30G	0.3 mm	21 mm	10,7mm
	DN*3021B	VERDE	30G	0.3 mm	21 mm	13,2mm
DN*3022		VERDE	30G	0.3 mm	22 mm	10,7mm

**\*\* Los códigos sin letra: Longitud de la aguja en el lado del cartucho es de 10,7mm**  
**Códigos con B: Longitud de la aguja en el lado del cartucho es de 13,2mm**  
**Códigos con F: Longitud de la aguja en el lado del cartucho es de 10,7mm**