

**Producto: EDETAT**

SDS no. 231201

Creado el: 29/06/1997

Actualizado el: 03/10/2014

---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA /MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA**

- 1.1. Identificación del producto:** EDETAT  
**1.2. Uso principal de la mezcla:** Preparación del canal radicular (quelante)  
**1.3. Información relativa al proveedor de la FDS:** PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND SAS

Dirección: Z.I. du Phare – 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE

e-mail: [beatrice.laurent@acteongroup.com](mailto:beatrice.laurent@acteongroup.com)

Teléfono: + 33 (0)5.56.34.06.07

Fax: + 33 (0)5.56.34.92.92

**NÚMERO DE EMERGENCIA:** <http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

---

**2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**2.1. Clasificación de la sustancia/mezcla**

De acuerdo con el Reglamento  
1272/2008/EC



ADVERTENCIA  
Irrit. dérmica 2 H315  
Irrit. ocular 2 H319  
STOT SE 3 H335

Irritación dérmica, categoría 2 (H315)  
Irritación ocular, categoría 2 (H319)  
Irritación respiratoria, categoría 3 (H335)

**2.2. Elementos del etiquetado**

Símbolo/s



Identificación del peligro  
Frases de riesgo

ADVERTENCIA  
H319: Causa seria irritación ocular  
H315: Causa irritación dérmica  
H335: Puede causar irritación respiratoria

Consejos de seguridad

**P261:** Evitar respirar polvo, humo, gas, agua nebulizada, vapores, spray  
**P264:** Lavarse las manos minuciosamente después de su manipulación.  
**P271:** Utilizar sólo en el exterior o en una zona bien ventilada.  
**P280:** Llevar ropa y guantes protectores; protección ocular y facial.  
**P403:** Almacenar en una zona bien ventilada.  
**P501:** Desechar el contenido/ contenedor en un centro certificado.  
**P302+P352: SI CAE EN LA PIEL:** lavar con agua y jabón abundante.  
**P305 + P351 + P338: SI CAE EN LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto, si las hubiera y fuera fácil de hacer. Continuar enjuagando.  
**P337 + P313:** Si la irritación persiste: buscar ayuda médica.

Contiene

Ethylenediamine tetraacetate dihydrate dipotassium

**2.3. Otros peligros**

No disponible.



**Producto: EDETAT**

SDS no. 231201

Creado el: 29/06/1997

Actualizado el: 03/10/2014

---

**7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar contacto con piel/ojos  
No ingerir. No respirar vapores. Cerrar la válvula de la botella después de cada uso. Lavarse las manos cuidadosamente después de cada uso. Lavar la ropa manchada antes de volverla a utilizar.  
Respetar las condiciones de uso.

**7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad**

Condiciones de almacenamiento Mantener el producto en su embalaje original, bien cerrado y protegido de la exposición a la luz.

Almacenar en un sitio frío a una temperatura entre 5 y 25°C-

**7.3. Uso/s especial/es**

Producto para uso dental profesional.

---

**8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL**

**8.1. Parámetros de control**

Potassium hydroxide TLV (Francia, España, UK): 2 mg/m<sup>3</sup>

**8.2. Controles de exposición**

Protección respiratoria No es necesaria para el uso normal.  
Protección de las manos Llevar guantes apropiados.  
Protección facial/ocular Llevar gafas de protección apropiadas.  
Protección de la piel y cuerpo Llevar ropa de seguridad. Lavar manos después de su uso.  
No comer, beber ni fumar durante su uso.

---

**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas**

Apariencia Líquido ligeramente espumoso  
Color Blanco  
Olor Característico  
pH 6  
Densidad relativa a 20°C 1,08

---

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1. Reactividad**

No disponible.

**10.2. Estabilidad química**

Químicamente estable bajo condiciones normales de uso. El producto puede oscurecerse sin alteración de estas especificaciones.

**10.3. Posibles reacciones adversas**

No se prevé ninguna en condiciones normales de uso y almacenamiento.

**10.4. Condiciones a evitar**

Luz, calor.

**10.5. Materiales incompatibles**

No disponible.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

No disponible.

---

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Contacto con los ojos y la piel: Irritante  
Inhalación: Irritante

---

**12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

**12.1. Toxicidad**

No disponible

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No disponible

**12.4. Movilidad en el suelo**

No disponible

**12.5. Resultados de ensayos PBT y vPvB**

No disponible

**12.6. Otros efectos adversos**

No disponible



**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**De acuerdo con el Reglamento CE 453/2010 anexo I**

**Producto: EDETAT**

SDS no. 231201

Creado el: 29/06/1997

Actualizado el: 03/10/2014

---

**13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DEPOSICIÓN**

**13.1. Métodos de tratamiento de residuos**

No desechar el residuo en el desagüe. Los productos químicos deben ser eliminados cumpliendo con las regulaciones aplicables.  
El embalaje de los productos químicos debe ser eliminado cumpliendo con las regulaciones aplicables.

---

**14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**

El producto no se considera peligroso de acuerdo con la regulación vigente en materia de transporte.

---

**15. INFORMACIÓN REGULATORIA**

15.1. Legislación especial para sustancias/mezclas en relación con la seguridad, la salud y el medio ambiente

Producto sanitario de clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE.

15.2. Evaluación de seguridad química

No disponible

---

**16. OTRA INFORMACIÓN**

Sucesivas modificaciones:

Versión 1 de 29/06/1997: creada.

Versión 2 del 19/02/2010: actualización de la composición.

Versión 3 del 09/10/2012: cambios de acuerdo con el anexo I de la regulación CE 453/2010.

Versión 4 del 03/10/2014: cambios de acuerdo con CLP 1272/2008/CE.

**Abreviaciones:**

Irrit. dérmica 2 H315: causa irritación en la piel

Corr. Dérmica 1A H314: causa quemaduras severas en la piel y daño ocular.

Irrit. ocular 2 H319: causa irritación ocular severa.

STOT SE 3 H335: puede causar irritación respiratoria.

Tox. Aguda 4 H302: perjudicial si se ingiere.

**Restricciones de uso recomendadas:**

ATENCIÓN: Producto destinado exclusivamente a uso profesional dental.

**Otra información**

Esta ficha complementa a las fichas técnicas pero no las sustituye.

La información contenida se basa en el estado de conocimiento relacionado con el producto concernido a la fecha del documento y se da de buena fe. Se llama la atención del usuario sobre los posibles riesgos de usar el producto para un uso distinto al destinado.

El presente documento no dispensa al usuario de conocer y aplicar la totalidad de la legislación aplicable a la actividad, siendo responsable de todas las precauciones relacionadas con el uso de este producto.

Toda la prescripción regulatoria mencionada sirve únicamente para ayudar al usuario a cumplir con las obligaciones en el uso de un producto peligroso. La enumeración no debe ser considerada exhaustiva. El usuario no está exento de asegurar el cumplimiento de todas las concernientes a la detención y manipulación del producto, siendo éste el único responsable.

---

Fin del documento.