

<b>Producto</b>	<b>ENDOSEALER</b>						
<b>Referencia(s)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designaciones</th> <th>Referencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDOSEALER SERINGUES AUTOMIX (3X5ML)</td> <td>3134118</td> </tr> <tr> <td>ENDOSEALER EMBOUTS MELANGEURS (20) + 20 IO</td> <td>3134119</td> </tr> </tbody> </table>	Designaciones	Referencias	ENDOSEALER SERINGUES AUTOMIX (3X5ML)	3134118	ENDOSEALER EMBOUTS MELANGEURS (20) + 20 IO	3134119
Designaciones	Referencias						
ENDOSEALER SERINGUES AUTOMIX (3X5ML)	3134118						
ENDOSEALER EMBOUTS MELANGEURS (20) + 20 IO	3134119						
<b>Descripción</b>	Obturaciones permanentes de los canales, combinados con puntas para el canal radicular.						
<b>Foto</b>							
<b>Indicaciones y datos técnicos</b>	<p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buena fluidez</li> <li>• Extraordinaria capacidad de sellado</li> <li>• Alta radiopacidad</li> <li>• No citotóxico</li> <li>• Estabilidad a largo plazo</li> <li>• Jeringa automix: mezcla precisa y ahorro de tiempo.</li> <li>• Cumple con la norma ISO 6876</li> </ul> <p><b>Componentes:</b></p> <p>Pasta 1: • Bisfenol-A-(epiclorhidrina) y resina epoxy • Óxido de Zirconio • Sílice • Pigmentos de Óxido de hierro.</p> <p>Pasta 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poli(oxietileno, oxipropilendiamina) • Aceite de silicona • Sílice</li> <li>• Óxido de Zirconio • Agente antibacteriano.</li> </ul>						
<b>Vida</b>	2 años						
<b>Indicaciones</b>							
<b>Packaging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 jeringas auto-mezcladoras de 5ml.</li> <li>• Todos los instrumentos que estuvieron en contacto con el ENDOSEALER deben limpiarse inmediatamente después del uso con alcohol o acetona.</li> </ul>						
<b>Informaciones</b>	Dispositivo médico de Clase I según la Directiva Europea 93/42 / CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE						