

Designación	Dedales de látex sin polvo																																		
Referencia(s)	Talla	S	M	L	XL																														
	Referencia	3160736	3160737	3160738	3160739																														
	UDI-DI	06958627514209	06958627514216	06958627514223	06958627514230																														
Visual																																			
Descripción	Dedal de un solo uso, no estéril y sin polvo, para proteger el dedo, la sonda o el sensor durante los exámenes médicos.																																		
Especificaciones y datos técnicos	<table><tr><td>Tallas</td><td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>XL</td><td>Tolerancia</td></tr><tr><td>Anchura (mm)</td><td>24</td><td>28</td><td>30</td><td>34.5</td><td>+/- 2 mm</td></tr><tr><td>Longitud (mm)</td><td colspan="4">70</td><td>+/- 5 mm</td></tr><tr><td>Espesor (mm)</td><td colspan="4">0.09</td><td>+/- 0.03 mm</td></tr><tr><td>Peso medio (g)</td><td>0.41</td><td>0.46</td><td>0.52</td><td>0.58</td><td>+/- 0.02 g</td></tr></table>					Tallas	S	M	L	XL	Tolerancia	Anchura (mm)	24	28	30	34.5	+/- 2 mm	Longitud (mm)	70				+/- 5 mm	Espesor (mm)	0.09				+/- 0.03 mm	Peso medio (g)	0.41	0.46	0.52	0.58	+/- 0.02 g
	Tallas	S	M	L	XL	Tolerancia																													
	Anchura (mm)	24	28	30	34.5	+/- 2 mm																													
	Longitud (mm)	70				+/- 5 mm																													
	Espesor (mm)	0.09				+/- 0.03 mm																													
	Peso medio (g)	0.41	0.46	0.52	0.58	+/- 0.02 g																													
	Test		Spéc.		Norme de référence																														
Resistencia a la tracción (Mpa)		≥ 24		ASTM D3772/D412																															
Allongement à la rupture (%)		≥ 750																																	
Embalaje	bolsa de 100 dedales Caja de 100 bolsas																																		
Vida útil	5 años																																		
Indicaciones de uso																																			
Información legal	Producto sanitario de clase I según el reglamento MDR 2017/745 Marca CE - Fabricante : Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd.																																		

Version 1.0

Date : Mise à jour 01/08/2023 par SMA