

Designación	PORTA-AGUJAS Mayo-Hegar R&S					
Referencia	<table border="1"> <tr> <td>Porta agujas</td> <td>Porta-agujas con mordaza de carburo de tungsteno</td> </tr> <tr> <td>0121978</td> <td>0121976</td> </tr> </table>	Porta agujas	Porta-agujas con mordaza de carburo de tungsteno	0121978	0121976	
Porta agujas	Porta-agujas con mordaza de carburo de tungsteno					
0121978	0121976					
Visual	<p style="text-align: center;">PORTA-AGUJAS</p>  <p style="text-align: center;">PORTA-AGUJAS CON MORDAZA DE CARBURO DE TUNGSTENO</p> 					
Descripción del producto	Porta-agujas					
Indicaciones	Para sostener y apoyar a la aguja durante la sutura					
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Muy resistente. - Sistema de cierre con 3 niveles. - Longitud: 14 cm. - Los porta-agujas son esterilizables por autoclave (134° C durante 18min). 					
Garantía	3 años					
Composición	Producto en acero inoxidable.					