

Biosorb-Dental: synthetic bone substitute

Indications

Réf HYGITECH	Grit size	Volume (cc)	Indications
BS-40101	0,25 à 0,6 mm	0,5	① ③
BS-40102	0,25 à 0,6 mm	1	① ④
BS-40103	0,25 à 0,6 mm	2	④
BS-40201	0,7 à 1 mm	0,5	② ⑤
BS-40202	0,7 à 1 mm	1	④ ⑤
BS-40203	0,7 à 1 mm	2	④

- ① Post-extraction alveolar filling
- ② Filling of sub-sinusian areas
- ③ Filling of periodontal pockets with 2/3 bone walls after debridement
- ④ Filling of cavities after endodontic surgery
- ⑤ Alveolar crest augmentation by guided bone regeneration (GBR)

